

MYJKA STRZEMION ORGANÓW

KABINA MYJKI STRZEMION

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Doskonały efekt higieniczny
- 50% oszczędności wody
- 85% oszczędność nakładu pracy
- Brak zanieczyszczeń krzyżowych



DANE TECHNICZNE

Kabina Undine ze stali nierdzewnej 800 x 660 x 600
 2x Kolektor Undine Manifold 6 curved
 4x zawór zwrotny 1/2"
 4x zawór odcinający 1/2"
 2x dysze spieniające typ 4070
 2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"
 2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"
 1x rozdzielacz wody/powietrza 1/2"
 1x szyna typu G 1000 mm

Zużycie wody/ciśnienie:
 ~ 35 litrów na minutę / 20 bar



Zużycie powietrza/ciśnienie:
 ~ 300 litrów na minutę / 6-8 bar

