

NAWILŻANIE TUSZEK NA OTWARCIU POWŁOKI BRZUSZNEJ

W ISTNIEJĄCEJ KABINIE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Doskonały efekt higieniczny
- Zabezpieczenie przed wysuszeniem zanieczyszczeń na tuszce
- Prosta instalacja
- Wydajność do 15.000 tuszek na godzinę



DANE TECHNICZNE

Montaż wewnątrz istniejącej kabiny

1x Kolektor Undine Manifold 2

4x zawór zwrotny 1/2"

4x zawór odcinający 1/2"

2x wąż wysokociśnieniowy 1000 mm + złączki 1/2"

2x wąż niskociśnieniowy 10 bar 1000 mm + złączki 1/2"

Zużycie wody/ciśnienie:

~ 200 litrów na godzinę / 10 bar



Zużycie powietrza/ciśnienie:

~ 40 litrów na minutę / 6-8 bar

